



CP0277-001

Manufacturer: INTERIO JO INC. 28825, Sandan-ro 15beon-3, Gyeonggi-do, 17444, Korea

EC Representative: Contact Lens Service GmbH Oscar-Walcker-Straße 26, 71636 Ludwigsburg, Germany

Contact Information : Seoul Office Telephone 02) 761-6448 Fax 02)761-6898

www.interiojo.com email: interiojo@interiojo.com Creation of Annex : May 2020 (Rev.11-2020/Rev.5)

Gevoelgebruik: correctie van het gezichtsvermogen Het hier beschreven product is een medisch hulpmiddel

- Gebruiksaanwijzing 1. Voorzorgen voor gebruik 1) Volg de aanwijzingen in de gebruiksaanwijzing of van de specialist nauwgezet op.

- 2) Let erop dat u uw handen goed wast u ze droogt af met een droogdoek. 3) Let erop dat u uw nagels weghoudt van de lenzen omdat deze ze kunnen beschadigen.

- 4) Controleer of de lenzen voldoende schoon zijn. 5) Let erop dat u cosmetica, lotion, zepen, crème, deodorant weghoudt van uw ogen of lenzen.

- 6) Bepaal wat de voor- en achterkant van uw zachte lenzen. 7. Hoe doet u lenzen in en uit 1. Lenzen indelen

- 2) Zoekt de lenzen met reinigingsvoestof 3) Leg de lens op de wijsvinger van uw rechterhand, trek de onderste ooglid omhoog met uw middelvinger en trek het bovenste ooglid omhoog met de duim van uw linkerhand.

- 4) Breng de lens naar uw oog terwijl u goed in de spiegel kijkt en plaats de lens zachtjes op het hoornvlies. 5) Breng de lens correct op het hoornvlies bij, laat u langzaam de oogleden los.

- 6) Sluit rustig uw ogen en rol ze rond zodat de lens goed komt te zitten. 7. De lenzen uittrekken 1. Was uw handen voordat u lenzen uittrekt.

- 2) Kijk in de spiegel en controleer de positie van de lenzen. 3) Kijk naar boven zodat de pupil naar u toe is. 4) Trek het bovenste ooglid omhoog met een vinger van de linkerhand en trek het onderste ooglid omhoog met de middelvinger van uw rechterhand terwijl u de lens uittrekt met de wijsvinger van uw rechterhand.

- 5) Gebruik een onderhouder. 6. Reinigen 1. Leg de lens in uw hand en veeg hem met drie druppels van de reinigingsvoestof en reinig de lens door zachtjes te wrijven.

- 2. Spoelen Na het reinigen spoelt u de lenze af met de fysiologische zoutoplossing en legt u hem aan de juiste kant op de bewaarder in de bewaarder klaar. \*Hoe behandelt u klachten na het indoen van zachte lenzen. Eenste verschijnselen

Klacht	Oorzaak	Behandeling
Veel tranen, Troebel zicht, Lenzen blijven snel op, Wat oplopping, Lichte irritatie, Veel tranen en hevige irritatie.	De lens zijn natuurlijke verschuiven die optreden vlak nadat u de lens heeft ingedraaid. Niet goed reinigen. Er zit aanslag op de lenzen omdat u de lenzen te lang heeft gedragen. De lenzen of de ogen worden voor problemen.	Gebruikers kunnen gewend raken aan onderlinge verschillen. Raadpleeg een specialist als u last blijft houden. Reinig uw lenzen voorzichtig met reinigingsvoestof en spoel ze goed af met bewaarvoestof voordat u ze indoe. Raadpleeg onmiddellijk uw arts en volg zijn/haar aanwijzingen.

Klacht	Oorzaak	Behandeling
Waazig zien	Er zit aanslag op de lenzen.	Reinig de lenzen met reinigingsvoestof en verwijder de aanslag. Doe de lenzen uit en laat uw ogen rusten.

Klacht	Oorzaak	Behandeling
Oplopping en waazig zien	Op de lenzen zit aanslag of stof of er zitten krassen op. Er heft zich vet of eiwit op de lenzen. De lenzen of de lenzen zijn te lang gedragen.	Reinig de lenzen en raadpleeg een specialist. Reinig de lenzen voorzichtig. Doe de lenzen uit en laat uw ogen rusten.

- 7. Bewaren Gebruik de speciale bewaarvoestof zodat de zachte lenzen niet uitdrogen. 4. Beoogd gebruik en effectiviteit werkzaamheid. Dit is een monofocale lens die direct op de oogbal wordt geplaatst en het gezichtsvermogen corrigeert. \*Voorzorgen voor gebruik 1. Gebruik dit product niet als u een contra-indicatie zachte heeft of als u allergisch bent voor contactlenzen.

- 2. Controleer of u een systeem voor het oog heeft, raadpleeg uw arts en volg zijn/haar aanwijzingen. 3. Draag uw lenzen niet meer als u een beschadigd of wettig of irritatie tijdens het gebruik en raadpleeg uw arts. 4. Als uw gezichtsvermogen niet verbetert of u een oplosmiddel of andere problemen ervaart, raadpleeg uw arts. 5. Als u pijnlijke ogen heeft, doe de lenzen uit en wacht tot de ogen rustig zijn. 6. Zorg er voor dat u geen cosmetica voor de lenzen draagt. 7. Gebruik bij het steriliseren, reinigen, spoelen of bewaren van de lenzen de juiste vloeistof voor het betreffende doel.

- 8. Let erop dat u producten van speciale medische fabrikanten gebruikt als u fysiologische zoutoplossing, reinigingsvoestof en bewaarvoestoffen gebruikt. Gebruik nooit kraanwater, gekookt water of andere ongepaste producten. 9. Bewaar uw contactlenzen in de speciale bewaarvoestof. 10. Zorg ervoor dat u uw vingernagels van de lenzen niet beschadigen. 11. Was uw handen voordat u uw lenzen indoe. 12. Contactlenzen kunnen worden schoongemaakt met papier, stof of glasdoek. 13. Let erop dat u uw lenzen uittrekt als u goed zwemmen of duuchen. Er draag een zwenkbril. 14. Met uitzondering van fysiologische zoutoplossing en kunstmaten mogen andere oogdruppels voor therapeutische doeleinden niet met de lens worden gebruikt. 15. Gebruik de lenzen niet meer na de vervaldatum en gebruik geen kapotte lenzen. 16. Gebruik geen lenzen die iemand anders heeft gedragen. 17. De aanbevolen maximale tijd om lenzen te dragen is 8 uur per dag. 18. Let erop dat u uw lenzen uittrekt voordat u naar bed gaat. 19. Zwangerschap kan de lenzen van de ogen losmaken. 20. Mensen die beroepsmatig langere tijd worden blootgesteld aan een sterke zonstraal, uv-straling, laslicht, stoffen of metalen kunnen problemen met hun lenzen krijgen. 21. Let erop dat u de lenzen eerst reinigt voordat u ze weer indoe. 22. Reinig periodiek ook de bewaarplaat behalve de lenzen zodat ze schoon blijven. 23. Urologische patiënten kunnen problemen met de lenzen hebben, dus wees voorzichtig als u deze reinigingsprocedures gebruikt. 24. Gebruik de lenzen niet als de gestructureerde verpakking beschadigd is. 25. Let er op bij het dragen van de contactlenzen dat de lenzen niet verveescht als u in elk oog een andere optische heeft. Controleer uw ogen elke dag en probeer de bovenstaande behandelingen als u iets afwijkends opmerkt. Raadpleeg uw arts als u last blijft houden.

- \*Indicaties van bijwerkingen Controleer de volgende symptomen bij gebruik als u last krijgt van een of meer van de onderstaande problemen. 1. Irritatie, brandend gevoel, pijn en aandoeningen in de ogen. 2. Irritatie door de lenzen. 3. De ogen zijn gezwollen en pijnlijk. 4. Overmatige tranenvloed. 5. Overmatige roodheid. 6. Afwijkende gevoelsloosheid afschending. 7. Oplopping en drage ogen. 8. Versuimd of verminderd gezichtsvermogen. 9. Hekté rondom voerwerpen. 10. Drasende lenzen doordat ze van de as af worden gedragen (torisch) 11. Lenzen draaien en verplaatsen zich van de as af (torisch)

- (Correctieve maatregelen) Doe de lenzen uit. Controleer de lenzen als het probleem verdwijnt en raadpleeg uw arts voordat u ze weer gaat gebruiken, ook als er geen duidelijk probleem is. Als de lenzen versuimd zijn, reinigt u ze voordat u ze weer indoe. Raadpleeg uw arts als hetzelfde probleem zich opnieuw voordoet. \*Contra-indicaties Mensen met onderstaande problemen kunnen beter geen lenzen dragen. 1. Actie of halfacute ontsteking van de ogen. 2. Andere oogandoeningen, oogallergie, hoornvlies- en wimperproblemen. 3. Ongepaste pijn, rood, hevige of voortdurende droogheid van de ogen. 4. Zieken van de ogen die worden veroorzaakt door het dragen van lenzen. 5. Allergische reactie op lenzen. Een systemische ziekte die de oogbal aantast of de kranen doet door een systeemische ziekte zou kunnen versuimen. Een aandoening waarbij de naleving van de relevante voorschriften voor het gebruik van lenzen onmogelijk is.

- \*Betekenis van de symbolen 1. Manufacturer 2. USE BY 3. EC REP 4. EU representative 5. Sterilized 6. Sterile using steam or dry heat 7. Caution 8. Instructions for use 9. CE 10. CE Marking 11. CAUTION 12. Date of manufacture 13. LOT 14. Batch code 15. Temperature limit

- EN Purpose of Use : Vision Correction The product herein described is a medical device How to Store before use : Stored at room temperature \*How to Use 1. Precautions Before Use 1) Strictly follow instructions of the user manual or from specialists. 2) Be sure to wash your hands before wearing or taking off lenses. 3) Be careful your nails do damage to lenses. 4) Check whether lenses are upside down while wearing 5) Be careful that cosmetics, lotion, soap, cream, deodorant do not contact your eyes or lenses.

- 6) Identifying the front and the back of the soft lenses. 7. How to Wear and Take off lenses 1) How to wear lenses

Washing	Put the lens on your hand and drop two or three drops of the cleaning solution, and washing the lens rubbing gently.
Rinsing	After washing, rinse the lenses with the managing solution, and put the lenses in their right or left side of the case with the storing solution.

Symptoms	Causes	Treatments
Lots of tears of flow. Vision is blurred. Lenses turn easily. A little bit of irritation. Feeling a bit of congestion. Lots of tears flow and irritation is too severe.	These are natural symptoms occurring after wearing lenses. Its improper washing. Foreign substances have deposited on the lenses due to too long duration of wearing lenses. Either lenses or eyes are problematic.	With individual differences, users can get used to them. If you continue to bother, you'd better consult a specialist. Wash lenses with cleaning solution carefully and rinse them completely with storing solution before use. Consult your doctor immediately and follow their instructions.

Symptoms	Causes	Treatments
Blurry vision	Foreign substances are deposited on the lenses.	Wash the lenses with the cleaning solution, and if the symptoms are severe, remove the foreign substances with protein removing solution.
Blurry vision	Lenses have foreign substances, dust, or scratches.	Wash the lenses and consult a specialist
Blurry vision	Fat or protein has been deposited on the lenses or the duration of wearing is too long.	Wash the lenses carefully. Remove the lenses and take a rest.

Sterilizing (Chemical)	Fill the case with the storing solution and store it for the time which is specified by the manufacturer.
Rinsing	After washing, rinse the lenses with the managing solution, and put the lenses in their right or left side of the case with the storing solution.

- 4. Purpose of Use and Effect and Efficacy It is a unifocal lens which is attached directly to the eyeball and corrects the vision. \*Precautions for Use 1. Do not use if you have diseases or are allergic to contact lenses. 2. Check whether you have a systemic disease or eye diseases, consult your doctor and follow their instructions. 3. If you have a severe pain or experience irritation during use, stop using them, and consult your doctor. 4. If the vision has been made unstable due to dryness of the surface of the lenses, apply artificial tear solution and blink several times, which could solve the trouble. 5. If you work, lack of sleep, long reading, etc. have made your eyes sore, try to stop wearing lenses at least a rest. 6. If you use soap, shampoo, spray, and cosmetics, be careful that they don't contact the lenses, and make up should go after wearing lenses. 7. When swimming, washing, rinsing, or lubricating, use the proper solution for the purpose. 8. When using physiological saline solution, cleaning solution and storing solution, be sure to use the products which are manufactured by the proper specialty companies, and never use tap water, boiled water or other improper products. 9. Store contact lenses in the dedicated storing solution. 10. Be careful that your fingernails do not cause damage to the lenses. 11. Wash your hands before wearing lenses. 12. Because contact lenses can be cleaned with paper, fabrics, or glass cloth. 13. When swimming or taking a shower, be sure to remove lenses and wear swimming goggles. 14. Except the eyes and artificial lenses, contact lenses for therapy purposes cannot be used with the lens. 15. Do not exceed the expiration date of the lenses and do not use broken lenses. 16. Do not use the lenses another has, be careful not to change the lens left and right if you have different power of lenses on the each eye. 17. When you wear contact lenses, be careful not to change the lens left and right if you have different power of the lenses continue to bother with all that, then consult your doctor.

- \*Precautions for side-effects If you experience the problems below, check the precautions. 1. Irritation, burning, itching, soreness, and other eye diseases in the eyes. 2. Feeling irritation from the lenses. 3. The eyes are itchy and have pain. 4. Eye diseases such as conjunctivitis, keratitis. 5. Too much tears. 6. Abnormal amount of secretion. 7. Congestion and dryness of the eyes. 8. Narrowed or impaired vision. 9. Halos of the object. 10. Turning lenses due to wearing them off the axis (Toric) 11. Lenses turn and move off the axis (Toric) [Corrective Measures] 1. Remove the lens. If the trouble disappears, check the lenses and, even if there appears no problem, consult your doctor before using them. 2. If the lenses are contaminated, wash the lenses and put them on again. And if the same problem occurs again, then consult your doctor. \*Prohibition Those who have the symptoms listed below should not use lenses. 1. Acute or semi-chronic inflammation between lenses and cornea and iris. 2. Other eye diseases, injuries, cornea, or iris diseases. 3. Uveitis, pain, itching, severe or continuous eye dryness. 4. Those diseases which can affect the eyes by wearing lenses. 5. Allergic reaction to lenses. 6. A systemic disease which can affect the eyeball, or a possibility that wearing lenses could worsen a systemic disease. 7. A condition which makes compliance with the relevant regulations for use of lenses impossible.

Manufacturer	USE BY
EC REP 1. EU representative 2. Sterilized 3. Sterile using steam or dry heat	4. CE Marking 5. Date of manufacture 6. Temperature limit

DE Anwendungsbezeichnung: Sehhilfsmittel Das hier beschriebene Produkt ist ein Medizinprodukt. Lagerung vor der Anwendung: Zimmertemperatur 17 °C und 30 °C

- \*Hinweise für den Gebrauch 1. Benutzen Sie genau die Anweisungen in der Bedienungsanleitung oder des Spezialisten. 2. Denken Sie daran, Ihre Hände zu waschen, bevor Sie die Linsen einsetzen oder abnehmen. 3. Achten Sie darauf, Ihre Fingernagel von den Linsen fernzuhalten, um diese nicht zu beschädigen. 4. Überprüfen Sie, ob die Linsen ungestört sind. 5. Achten Sie darauf, Kosmetika, Lotionen, Seife, Creme und Deodorants von Ihren Augen und den Linsen fernzuhalten. 6. Stellen Sie fest, wo sich die Vorderseite und die Rückseite der weichen Linsen befindet. 7. Wie die Linsen eingesetzt und abgenommen werden 1) Wie die Linsen eingesetzt werden 1) Die Linsen mit der Reinigungslösung abspülen. 2) Die Linsen auf den Zeigefinger der rechten Hand legen, das untere Augenlid mit dem Mittelfinger nach unten ziehen und das obere Augenlid mit dem anderen Zeigefinger nach oben ziehen. 3) Genau in den Zeigefinger schauen, die Linse zum Auge bewegen und vorsichtig auf die Hornhaut setzen. 4) Nachdem die Linse korrekt auf der Hornhaut platziert ist, langsam die Augenlider loslassen. 5) Die Augen vorsichtig schließen und in verschiedene Richtungen rollen, sodass die Linse richtig sitzt. 2) Wie die Linsen abgenommen werden. 1) Vor dem Abnehmen der Linsen die Hände waschen. 2) Denken Sie daran, Ihre Hände zu waschen, bevor Sie die Linsen einsetzen oder abnehmen. 3) Nach oben schauen, sodass die Pupille nach oben zeigt. 4) Das untere Augenlid mit einem Finger der linken Hand nach oben ziehen und gleichzeitig das untere Augenlid mit dem Mittelfinger der rechten Hand nach unten ziehen und die Linse mit dem Zeigefinger der rechten Hand abnehmen. 3. Anwendung und Handhabung

Reinigen	Die Linse auf die Hand legen und mit zwei oder drei Tropfen Reinigungslösung füllen, die Linse dann durch vorsichtiges Reiben reinigen.
Abspülen	Nach dem Reinigen die Linse mit Kochsalzlösung abspülen und die Linsen auf die entsprechende Seite des Behältnisses in die Aufbewahrungslösung legen.

Symptom	Ursache	Behandlung
Es fließen viele Tränen. Die Linsen werden wehmen. Die Linsen verformen leicht. Lichtbögen. Gefühl einer leichten Reibung. Viele Tränen und eine starke Reibung.	Dies sind natürliche Symptome, die sofort nach dem Einsetzen von Linsen auftreten. Unschonache Reinigung.	Der Anwender kann sich an die individuellen unterschiedlichen Symptome gewöhnen. Falls sie weiterhin stören, wenden Sie sich an einen Spezialisten.
Akute Schmerzen und viele Tränen.	Freiendstoffe haben sich auf den Linsen abgesetzt, da die Linsen zu lange getragen wurden. Entwickler des Produkts haben Probleme mit den Linsen oder die Augen.	Reinigen Sie die Linsen vor der Anwendung vorsichtig mit Reinigungslösung und spülen Sie sie in der Aufbewahrungslösung ab. Wenden Sie sich sofort an Ihren Arzt und befolgen Sie seine Anweisungen.

- \*Wie Symptome nach Aufsetzen von weichen Linsen behandelt werden -Anfängliche Symptome 1. Symptom 2. Ursache 3. Behandlung

Symptom	Ursache	Behandlung
Verschwommenes Sehen	Freiendstoffe haben sich auf den Linsen abgesetzt.	Reinigen Sie die Linsen mit der Reinigungslösung und, falls die Symptome schwerwiegend sind, entfernen Sie die Fremdstoffe mit einem Proteinreiniger.
Reibung/Schmerzen	Auf den Linsen befinden sich Fremdstoffe, Staub oder Kratzer	Reinigen Sie die Linsen und wenden Sie sich an einen Spezialisten.
Rötung und verschwommenes Sicht	Fette oder Proteine haben sich auf den Linsen abgesetzt oder die Linsen wurden zu lange getragen.	Reinigen Sie die Linsen sorgfältig. Nehmen Sie die Linsen ab und gönnen Sie Ihren Augen eine Pause.

Sterilisieren (chemisch)	Füllen Sie das Behältnis mit der Aufbewahrungslösung und lagern Sie sie für die vom Hersteller angegebene Dauer.
Aufbewahren	Verwenden Sie die dafür vorgesehene Aufbewahrungslösung, sodass die weichen Linsen nicht austrocknen.

- 4. Zweck der Anwendung, Wirkung und Wirksamkeit: Dies ist eine unifokale Linse, die direkt auf dem Augapfel platziert wird und die Sehschärfe verbessert. \*Vorsichtshinweise für die Anwendung 1. Nicht anwenden, wenn Sie eine Erkrankung haben, bei der Kontaktlinsen kontraindiziert sind, oder wenn Sie allergisch gegen Kontaktlinsen sind. 2. Überprüfen Sie, ob Sie eine systemische Erkrankung oder eine Augenkrankung haben, fragen Sie Ihren Arzt um Rat fragen. 3. Wenn während der Anwendung starke Schmerzen oder Reizungen auftreten, benutzen Sie die Linsen nicht weiter und suchen Sie Ihren Arzt auf. 4. Wenn Ihre Sicht durch das Austrocknen der Oberfläche der Linsen beeinträchtigt ist, tropfen Sie künstliche Tränen ein und behandeln Sie regelmäßig, dies könnte die Beschwerden beseitigen. 5. Wenn Ihre Augen durch Überbelichtung, Schilddrüsenlängeselen usw. entzündet sind, kann es hilfreich sein, die Linsen abzunehmen und eine Zeitlang auszuholen. 6. Wenn Sie Seife, Shampoo, Saure oder Kosmetika benutzen, achten Sie darauf, dass diese nicht mit den Linsen in Kontakt kommen. Make-up sollte erst nach dem Einsetzen der Linsen aufgetragen werden. 7. Wenn Sie die Linsen sterilisieren, reinigen, abspülen oder gleichförmig machen, verwenden Sie eine für den entsprechenden Zweck geeignete Lösung. 8. Wenn Sie eine physiologische Kochsalzlösung, Reinigungslösung oder Aufbewahrungslösung verwenden, stellen Sie sicher, dass diese Produkte zu benutzen, die von einem spezialisierten Unternehmen hergestellt wurden, und verwenden Sie niemals Leitungswasser, abgekochtes Wasser oder andere ungeeignete Produkte. 9. Bewahren Sie Ihre Kontaktlinsen in der dafür vorgesehenen Aufbewahrungslösung auf. 10. Packen Sie auf, falls Sie die Linsen nicht mit Ihren Fingernägeln beschädigen. 11. Waschen Sie Ihre Hände, bevor Sie die Linsen indoen. 12. Kontaktlinsen können mit einem Papier-, Stoff- oder Glasstück gereinigt werden. 13. Achten Sie darauf, beim Schwimmen oder Duschen die Linsen abzunehmen und eine Schwimmbrille zu tragen. 14. Außer Kochsalzlösung und künstlichen Tränen dürfen mit den Linsen keine sonstigen, Staub oder Metallpulver ausgesetzt sind, sollten keine Kontaktlinsen verwendet. 15. Wenn Sie die Linsen reinigen, tragen, achten Sie darauf, die Linse und rechte Linse nicht zu vertauschen, wenn Ihre Augen unterschiedlich stark beidseitig sind. 16. Wenn Sie Ihre Augen jeden Tag, und wenn Sie etwas Ungewöhnliches bemerken, versuchen Sie sie auf dem genannten Methoden. Wenn die Symptome Sie weiterhin stören, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

- 17. Die maximale empfohlene Tragedauer der Linsen beträgt 8 Stunden pro Tag. 18. Achten Sie darauf, vor dem Zulettlegen die Linsen zu entfernen. 19. Schwangere Frauen sollten vor der Anwendung von Linsen ihren Arzt um Rat fragen. 20. Personen, die ein Arbeitsplatz über längere Zeiträume mit starkem Säuren, Schwachen Basen, Staub oder Metallpulver ausgesetzt sind, sollten keine Kontaktlinsen verwenden. 21. Wenn Sie die Linsen während der Anwendung in sauren, alkalischen oder anderen Medien einweichen, verwenden Sie eine für den entsprechenden Zweck geeignete Lösung. 22. Bei einer Reinigung der Linsen mit Ultraschall können diese zerfallen, vermeiden Sie daher diese Methode. 24. Verwenden Sie die Linsen nicht, wenn die sterile Verpackung beschädigt ist. 25. Wenn Sie die Linsen reinigen, tragen, achten Sie darauf, die Linse und rechte Linse nicht zu vertauschen, wenn Ihre Augen unterschiedlich stark beidseitig sind. 26. Wenn Sie Ihre Augen jeden Tag, und wenn Sie etwas Ungewöhnliches bemerken, versuchen Sie sie auf dem genannten Methoden. Wenn die Symptome Sie weiterhin stören, wenden Sie sich an Ihren Arzt. \*Angabe von Nebenwirkungen Wenn Sie diese Probleme bemerken, lesen Sie unter „Vorsichtshinweise für die Anwendung“ nach. -Reizung, Brennendes Gefühl, Entzündung und Erkrankungen in den Augen. -Reizung durch die Linsen. -Die Augen sind geschwollen und schmerzen. -Augenerkrankungen wie Bindehautentzündung oder Hornhautentzündung. -Übermäßige Tränenfluss. -Ungewöhnliche Menge an Sekret. -Reizung und Trockenheit der Augen. -Verengte oder beeinträchtigte Sicht. -Schleimhaut-Halton im Gegenstande herum. -Die Linsen drehen sich und bewegen sich von der Achse getragen werden (torische Linsen). -Die Linsen drehen sich und bewegen sich von der Achse heraus (torische Linsen).

- (Abhilfemaßnahmen) -Nehmen Sie die Linsen ab. Wenn die Beschwerden verschärfen, überprüfen Sie die Linsen und suchen Sie Ihren Arzt auf, bevor Sie sie wieder verwenden, auch wenn kein Problem zu erkennen ist. -Wenn die maximale empfohlene Tragedauer der Linsen erreicht ist und Sie setzen sie wieder ein, wenn das gleiche Problem erneut auftritt, wenden Sie sich an Ihren Arzt. \*Gegenanzeigen Geht es eines der nachstehenden Symptome aufweisen, sollten keine Linsen tragen. 1. Akute oder chronische Entzündung zwischen Linse und Hornhaut (keratitis). 2. Andere Augenkrankungen, Verletzungen, Hornhaut- oder Wimperprobleme. 3. Anhaltende Schmerzen, Juckreiz und schwere oder anhaltende Trockenheit der Augen. 4. Erkrankungen, bei denen die Augen durch das Tragen der Linsen beeinträchtigt werden können. 5. Allergische Reaktion auf Linsen. 6. Eine systemische Erkrankung, die den Augapfel beeinträchtigen kann, oder das Risiko, dass durch das Tragen der Linsen eine systemische Erkrankung verschlimmert werden könnte. 7. Eine Erkrankung durch die die Einhalten der Vorschriften für die Anwendung von Linsen unmöglich ist.

Hersteller	USE BY
EC REP 1. EU representative 2. Sterilized 3. Sterile using steam or dry heat	4. CE Marking 5. Date of manufacture 6. Temperature limit

FR Usage prévu : Correction de la vision Le produit décrit dans le présent document est un dispositif médical. Conservation avant utilisation : entre 17 °C et 30 °C \*Mode d'emploi 1. Précautions avant l'utilisation 1) Suivez scrupuleusement les instructions fournies dans le manuel d'utilisation ou par les spécialistes. 2) Prenez à vous laver les mains avant de mettre ou de retirer vos lentilles. 3) Veillez à ne pas toucher les lentilles avec vos ongles car elles risquent de se endommager. 4) Douillez que les lentilles sont dans le bas. 5) Veillez à tenir les cosmétiques, tels que lotion, savon, crème et déodorant, à distance de vos yeux et lentilles. 6) Identifiez l'avant et l'arrière des lentilles souples. 1. Mise en place et retrait des lentilles 1) Rincez les lentilles à l'aide d'une solution de nettoyage. 2) Placez la lentille sur la paupière inférieure de l'index de votre main droite, tirez la paupière inférieure vers le bas à l'aide du majeur et tirez la paupière supérieure vers le haut à l'aide de l'index de la main gauche. 3) En regardant dans le miroir, approchez la lentille de l'œil et posez-la avec précision sur la cornée. 4) Une fois la lentille bien placée sur la cornée, rischez l'entremise les paupières. 5) Fermez doucement les yeux et laissez-les rouler pour bien positionner la lentille. 6) En regardant dans le miroir, vérifiez la position des lentilles. 1) Lavez-vous les mains avant de retirer vos lentilles. 2) En regardant dans le miroir, vérifiez la position des lentilles. 3) Regardez vers le haut de manière à diriger la pupille vers le haut. 4) Soulevez la paupière supérieure à l'aide d'un doigt de la main gauche tout en tirant la paupière inférieure vers le bas à l'aide du majeur de la main droite, puis retirez la lentille de l'index de la main droite. 3. Utilisation et entretien

Nettoyage	Placez la lentille dans la paume de la main et remplissez-la de deux ou trois gouttes de solution de nettoyage, puis lavez la lentille en la frottant doucement.
Rinsage	Une fois lavée, rincez la lentille avec la solution saline et déposez la lentille dans le compartiment correspondant de l'étui, dans de la solution de conservation.

Symptôme	Cause	Traitement
Excès de larmes. La vision est floue. Les lentilles glissent facilement. Sensation d'irritation. Excès de larmes et irritation sévère.	Ces symptômes sont naturels juste après la mise en place des lentilles. Lavage incorrect.	Les utilisateurs peuvent présenter des différences individuelles. Si les symptômes persistent, consultez un spécialiste. Lavez soigneusement les lentilles avec la solution de nettoyage et rincez-les abondamment avec la solution de conservation avant utilisation. Consultez immédiatement votre médecin et suivez ses instructions.
Des corps étrangers se sont déposés sur les lentilles car elles ont été portées trop longtemps. Les lentilles ou les yeux rencontrent un problème.	Des corps étrangers se sont déposés sur les lentilles ou les lentilles ont été portées trop longtemps.	Lavez soigneusement les lentilles avec la solution de nettoyage et rincez-les abondamment avec la solution de conservation avant utilisation. Consultez immédiatement votre médecin et suivez ses instructions.

Symptôme	Cause	Traitement
Visión borrosa	Des corps étrangers se sont déposés sur les lentilles.	Lavez les lentilles avec la solution de nettoyage et, si les symptômes sont importants, éliminez les corps étrangers. Retirez la solution de déproteinisation.
Irritation/douleur	Les lentilles présentent des corps étrangers, de la poussière ou des rayures.	Lavez les lentilles et consultez un spécialiste.
Congestion et vision floue	De la grasse ou des protéines se sont déposées sur les lentilles ou les lentilles ont été portées trop longtemps.	Lavez soigneusement les lentilles avec la solution de nettoyage et rincez-les abondamment avec la solution de conservation et reposez-vous.

Symptôme	Cause	Traitement
Sterilisation (chimique)	Remplissez l'étui de solution de conservation et conservez-le pendant la durée indiquée par le fabricant.	
Conservation	Utilisez la solution de conservation dédiée afin que les lentilles ne sèchent pas.	

